


Внутриматочная инсеминация Микроинструменты | Перенос эмбрионов Инкубирование | Аспирация яйцеклеток



МЫ ПРИСЛУШИВАЕМСЯ К НАШИМ КЛИЕНТАМ И СОТРУДНИЧАЕМ С НИМИ

Ваши пожелания влияют на наши изделия. Мы применили этот принцип сотрудничества при разработке нашего каталога, и в результате предлагаем полную линейку изделий для репродуктивного здоровья. Мы можем поддержать ваших пациенток на всех этапах от диагностики до хирургических вмешательств и от беременности до послеродовой помощи.

Как и всегда, мы твердо следуем принципу основателя компании Cook Medical Билла Кука (Bill Cook): упрощать лечение путем постоянного совершенствования и развития минимально инвазивных медицинских изделий.



www.cookmedical.com

www.schag.ru



Катетер для переноса эмбрионов Guardia™ Access

Используется для переноса оплодотворенных in vitro (ЭКО) эмбрионов в полость матки.

Справочный номер по каталогу	Диаметр проводникового катетера Fr	Длина проводникового катетера см	Диаметр катетера для переноса Fr	Длина катетера для переноса см	Тип хаба
K-JETS-7019	6,6	17,3	2,8	24	стандартный
Комплект катетеров (Катетер для переноса эмбрионов и проводниковый катетер)					
K-SOFT-5000	7,0	15,4	4,7	23,1	
K-JET-7002-SIFV	гибкий внутренний обтуратор со стальной проволокой				
Комплекты с EchoTip® (с поддерживающей канюлей)					
K-J-SPPE-681210-ET	6,8	12,0	4,4	19,7	
K-J-SPPE-681710-ET	6,8	17,0	4,4	24,7	

Пипетка Cook® Flexipet®

Пипетки из гибкого поликарбоната используются при денудации, а также при манипуляциях с гаметам и эмбрионами.

Справочный номер по каталогу	Внутренний диаметр мкм	Цвет контейнера с пипетками
Пипетки для денудации 5 контейнеров по 10 шт. каждый (итого 50 шт.)		
K-FPIP-1140-10BS-5	140	белый
K-FPIP-1170-10BS-5	170	красный

Аспирационный модуль Cook Aspiration Unit™

Используется для создания регулируемого вакуума с низким расходом и давлением до -500 мм рт. ст. в целях аспирации.

Справочный номер по каталогу	Fr	Длина вакуумной линии см
Аспирационный модуль Cook Aspiration Unit		
K-MAR-5200	–	–
Одноразовая вакуумная линия с гидрофобным фильтром		
K-DVLF-240	9,5	240

Однопросветные и двупросветные иглы для аспирации яйцеклеток

Используется для аспирации яйцеклеток.

Справочный номер по каталогу	Диаметр иглы G	Длина иглы см	Длина аспирационной линии см
K-OSN-1735-B-60	17	35	60
K-OSN-1735-B-90	17	35	90
K-OPSD-1735-B-L	17	35	

Обтюратор Guardia™

Используется в качестве вспомогательного инструмента при обеспечении доступа одобренного устройства для переноса оплодотворенных in vitro (ЭКО) эмбрионов в полость матки.

Справочный номер по каталогу	Fr	Длина см
Гибкий		
J-UOB-2828	2,8	28
J-UOB-4028	4,0	28
Жесткий		
J-UOB-2828-ST	2,8	28
J-UOB-4028-ST	4,0	28



www.cookmedical.com



ЗАО «ШАГ»
119002, г. Москва,
Карманицкий пер., д. 9
Арбат Бизнес Центр, офис 501А
E-mail: info@schag.ru
www.schag.ru

РФ, Москва: +7 (495) 956 13 09
РФ, Новосибирск: +7 (383) 227 76 15
РФ, Екатеринбург: +7 (343) 211 02 16
РФ, Ростов-на-Дону: +7 (863) 266 74 36
РФ, Санкт-Петербург: +7 (812) 383 50 13